

Anticorpi e condizioni d'uso per la caratterizzazione dell'amiloide (S.C. Anatomia Patologica Fondazione IRCCS Policlinico S.Matteo-PV)

Anticorpo	Fonte	Diluizione	Pre-trattamento	Sistema rivelatore (+ particelle d'oro colloidale 15 nm)
poli anti- κ	DAKO	1:100	tripsina 0.05%	capra anti-coniglio
poli anti- λ	DAKO	1:50	no	proteina A
mono anti-SAA	DAKO	1:1	no	capra anti-topo
poli anti-TTR	DAKO	1:50	tripsina 0.05%	capra anti-coniglio
poli anti-apoA1	DAKO	1:100	no	proteina A